



Ab dem 1.7.2013 ist die interne Qualitätssicherung auch für Urinteststreifen Pflicht!*



Wichtig!

Bitte beachten Sie, dass Rapid-Scan Urinteststreifen **nicht** mit anderen Kontrolllösungen kompatibel sind. Zur Kontrolle des Rapid-Scan empfehlen wir ausschließlich die Nutzung der Urinkontrolle CombiScreen Control PN.



Wir beraten Sie gern – Anruf genügt: (0 66 23) 37 33



- Ohne Probenvorbereitung
- Gebrauchsfertige Lösungen
- Simuliert Patiententestungen
- Flüssigstabil
- Visuelle und Geräteauswertung
- Basiert auf humanem Urin
- Haltbarkeit nach Öffnung: 3 Monate bzw. 20 Eintauchungen (bei Lagerung bei 2–8°C)

* Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchung (15. 8. 2008) Teil B1 und B2