



In Kombination mit dem Rapid-Scan 11 SYS Urin-Test-Streifen bietet das System eine kompromisslos einfache Handhabung, höchste Qualität und Effizienz in einem kompakten Design.

Der Urilyzer® 100 Pro bietet eine optimierte, mehrstufige Benutzerverwaltung und erweiterte Anbindungsmöglichkeiten und stellt sich damit den wachsenden Anforderungen des Daten-Managements. Die Urilyzer® 100 Serie ist die fortschrittlichste Lösung in der Urinanalytik.

## Urilyzer® 100 Pro



**Ein neuer  
Standard in der  
Urinanalyse**

- Einfacher, sauberer und sicherer Start der Messung durch automatische Streifenerkennung
- Intuitive und komfortable Bedienung via Farb-Touch-Screen
- Bis zu 120 Tests/Stunde im Schnell-Modus bzw. bis zu 50 Tests/Stunde im Normalbetrieb
- Optimierte Benutzer-Verwaltung verhindert unbefugte Anwendung
- Automatische Übertragung der Ergebnisse ins LIS oder automatischer Ausdruck der Testergebnisse
- Neue Messtechnologie mittels LED



## Urilyzer® 100 Pro – ein neuer Standard in der Urinanalyse

	Urilyzer® 100 Pro
Intelligentes Datenmanagement	■
Autostart	■
Erweiterte Dateneingabe (z.B. Farbe, Trübung, Lot, Expiry)	■
Automatischer Ergebnisausdruck	■
Kundenspezifische Test- und Reportmöglichkeiten	■
Serielle Schnittstelle zu Host Computer / LIS	■
Optionaler Barcode Scanner	■
Empfehlung für zusätzliche Sediment-Messung	■
Speicherkapazität	
• Messergebnisse	bis zu 3000 Patiententests
• QC Tests	bis zu 1000 Ergebnisse
Erweiterte Benutzerverwaltung	■
Anpassung der Systemsicherheit	■
Ethernet-Verbindung	■
HL7 Protokoll	■

### Der Urilyzer® 100 Pro bietet eine Fülle von innovativen Neuerungen.

Die intuitive Benutzeroberfläche vereinfacht die Dateneingabe und ermöglicht die manuelle Eingabe von Farbe und Trübung aus einer vordefinierten Liste oder durch einen zusätzlichen Kommentar. Darüber hinaus bietet das System dem Benutzer eine Vielzahl von Anpassungsmöglich-

keiten mit flexiblen Test- und Auswerte-Einstellungen. Das intelligente datenbank-gestützte Daten-Management bietet mehrere Filteroptionen. Das Gerät bietet eine automatisierte QC-Analyse mit QC-Test Erinnerung und unterstützt die Dokumentation der Lot-Nr. Außerdem erlaubt der Urilyzer die Zuordnung verschiedener Sicherheitslevel für einzelne Benutzer.

### Technische Spezifikationen

Typ:	Reflexionsphotometer mit den Wellenlängen: 505, 530, 620, 660 nm
Durchsatz:	bis zu 120 Tests/Std. im Schnellmodus und bis zu 50 Tests/Std. im Normalbetrieb
Speicher:	Patiententests: 1000 / 3000 (Pro Version) und QC Tests: 500 / 1000 (Pro Version)
Display:	3,5" QVGA Touchscreen LCD
Anschlüsse:	RS232 Serieller Port, USB A, USB B, PS2 (externe Tastatur, Barcode Scanner), MicroSD Card, Ethernet Port (Pro Version)
Abm./Gewicht:	190 x 260 x 77 mm (BxLxH) / 1,5 kg
Elektroanschluss:	100-240 V, 50/60 Hz

### Urinanalysegerät

Urilyzer® 100 Pro

### Art.-Nr.

UL0100PRO

### Urinteststreifen

Rapid-Scan 11SYS

Rapid-Scan 7SYS

Rapid-Scan 5SYS

### Inhalt

100 Streifen

100 Streifen

100 Streifen

