



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO
PRODUCT

B19309 Piastre/Plates BIGGY AGAR

SCADENZA / EXP. DATE **06/04/16**

LOTTO/LOT **2815011529**


Data di produzione giovedì 29/10/15	
Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days:	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days:
Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:
Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
Caratteristiche fisiche / Physical characteristics	Attese / Expected
Trasparenza / Transparency	lievemente opalino / slightly opalescent
Colore / Colour	lattecente / whitish
pH (20-25°C)	6,8 ± 0,2
Microorganismi testati / Tested	Risultati attesi
Metodo di semina e incubazione / Inoculation method and incubation	Expected results
Sospensione d'inoculo/ Inoculum level	
<i>Candida albicans</i> * 10 ⁻¹⁰ UFC	Buona crescita / Good growth P _R (Productivity Ratio) >0,7
<i>Candida pseudotropicalis</i> * 10 ⁻¹⁰ UFC	Buona crescita / Good growth P _R (Productivity Ratio) >0,7
<i>Staphylococcus aureus</i> * 10 ⁻⁴ -10 ⁻⁶ UFC	Inibizione parziale / Partial inhibition S _F (Selectivity Factor) >2
<i>Escherichia coli</i> * 10 ⁻⁴ -10 ⁻⁶ UFC	Inibizione parziale / Partial inhibition S _F (Selectivity Factor) >2
* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione in aerobiosi a 28 °C per 3-5 giorni / * Surface plating (Miles-Misra modified) and Aerobic incubation at 28°C for 3-5 days.	
Procedure secondo indicazioni/As per directives:	Osservate / Observed
European Pharmacopoeia (EP)	lievemente opalino / slightly opalescent
United States USP	lattecente / whitish
CLSI M22-A3	6,95
UNI EN ISO 11133-1	
ISO/TS 11133-2	
	Risultati osservati
	Observed results
	Buona crescita / Good growth P _R (Productivity Ratio) >0,7
	Buona crescita / Good growth P _R (Productivity Ratio) >0,7
	Inibizione parziale / Partial inhibition S _F (Selectivity Factor) >2
	Inibizione parziale / Partial inhibition S _F (Selectivity Factor) >2

Test n. A5562

Data controllo

Control date **02/11/15**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible


Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@ecnomeus.it