



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT **B19309 Piastre/Plates BIGGY AGAR**

SCADENZA / EXP. DATE **16/12/15**

LOTTO/LOT **2815701109**

<b>Test di sterilità</b> <i>Sterility control</i>	Data di produzione / <i>production date</i> giovedì 09/07/15 Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / <i>Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days</i> :	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / <i>Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days</i> :
	Assenza di crescita microbica / <i>No microbial growth</i>	Assenza di crescita microbica / <i>No microbial growth</i>
<b>Test di shock termico / Shock termic test</b>	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / <i>Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C</i> :	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / <i>Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C</i> :
	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / <i>No significant variation in appearance and performance</i>	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / <i>No significant variation in appearance and performance</i>
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133-1 ISO/TS 11133-2	<b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>	
	Trasparenza / <i>Transparency</i>	<b>Aspetti / Expected</b>
	Colore / <i>Colour</i>	lievemente opalino / <i>slightly opalescent</i>
	pH (20-25°C)	lattescente / <i>whitish</i> 6,8 ± 0,2
<b>Microorganismi testati / Tested</b> <b>Metodo di semina e incubazione / Inoculation method and incubation</b> <b>Sospensione d'inoculo/ Inoculum level</b>	<b>Risultati attesi</b> <b>Expected results</b>	<b>Risultati osservati</b> <b>Observed results</b>
<i>Candida albicans</i> * 10 <sup>-10</sup> UFC	Buona crescita / <i>Good growth</i> P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Buona crescita / <i>Good growth</i> P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Candida pseudotropicalis</i> * 10 <sup>-10</sup> UFC	Buona crescita / <i>Good growth</i> P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Buona crescita / <i>Good growth</i> P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Staphylococcus aureus</i> * 10 <sup>4</sup> -10 <sup>6</sup> UFC	Inibizione parziale / <i>Partial inhibition</i> SF (Selectivity Factor) >2	Inibizione parziale / <i>Partial inhibition</i> SF (Selectivity Factor) >2
<i>Escherichia coli</i> * 10 <sup>4</sup> -10 <sup>6</sup> UFC	Inibizione parziale / <i>Partial inhibition</i> SF (Selectivity Factor) >2	Inibizione parziale / <i>Partial inhibition</i> SF (Selectivity Factor) >2

Test n. A4485

Data controllo / *Control date* 13/07/15

Il responsabile del controllo / *Quality control responsible*

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / *This document has been delivered electronically*  
 MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: [meus@electromeus.it](mailto:meus@electromeus.it)