



meus



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO  
PRODUCT

**B19309 Piastre/Plates BIGGY AGAR**

SCADENZA / EXP. DATE **14/07/16**

LOTTO/LOT **2816201805**

Test di sterilità Sterility control	Data di produzione venerdì 05/02/16	
	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days.	
Test di shock termico / Shock termic test	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	
	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:	
	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133	<b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>	
	Trasparenza / Transparency	lievemente opalino / slightly opalescent
	Colore / Colour	lattescente / whitish
	pH (20-25°C)	6,8 ± 0,2
<b>Microorganismi testati / Tested</b>	<b>Attese / Expected</b>	
<b>Metodo di semina e incubazione / Inoculation method and incubation</b>	<b>Risultati attesi / Expected results</b>	
<b>Sospensione d'inoculo/ Inoculum level</b>	<b>Risultati osservati / Observed results</b>	
<i>Candida albicans</i> * 10 <sup>-10</sup> - 10 <sup>-2</sup> UFC	ATCC 10231	Buona crescita / Good growth P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Candida pseudotropicalis</i> * 10 <sup>-10</sup> - 10 <sup>-2</sup> UFC	ATCC 8553	Buona crescita / Good growth P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Staphylococcus aureus</i> * 10 <sup>-4</sup> - 10 <sup>-6</sup> UFC	ATCC 25923	Inibizione parziale / Partial inhibition S <sub>F</sub> (Selectivity Factor) >2
<i>Escherichia coli</i> * 10 <sup>-4</sup> - 10 <sup>-6</sup> UFC	ATCC 25922	Inibizione parziale / Partial inhibition S <sub>F</sub> (Selectivity Factor) >2

\* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione in aerobiosi a 28 °C per 3-5 giorni / \* Surface plating (Miles-Misra modified) and Aerobic incubation at 25°C for 3-5 days.

Test n. 16300

Data controllo

Control date **09/02/16**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically  
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: [meus@isochromus.it](mailto:meus@isochromus.it)