



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT
PRODOTTO

B193272 Piastre/Plates 1) C.L.E.D. Agar

2) Mac Conkey agar

SCADENZA / EXP. DATE **19/11/15**

LOTTO / LOT **2815601712**

Data di produzione venerdì 12/06/15	
Test di sterilità Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days: Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Test di shock termico / Shock thermic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C: Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
C.L.E.D. agar	
Caratteristiche fisiche/Physical characteristics	Osservate/Observed
Trasparenza/Transparency	Liev. opalescente / Slightly opalescent
Colore/Colour	verde-blu / green-blue
pH a temp. ambiente/at room temperature	7,3 ± 0,2
Microorganismi testati / Tested Microorganisms	Risultati attesi Expected results
Sospensione d'inoculo/Inoculum level	
<i>Escherichia coli</i> * 10-102UFC	ATCC 25922 Colonia grandi galle con alone / Big yellow colonies with halo / P ₁ (Productivity Ratio) >0,7
<i>Enterobacter aerogens</i> * 10-102UFC	ATCC 13048 Col. grandi mucose giallo-oro con alone / Big mucous gold colonies with halo / P ₂ (Productivity Ratio) >0,7
<i>Proteus mirabilis</i> * 10-102UFC	ATCC 12453 Crescita senza sciamaggio, col. trasparenti blu/Growth w/o invasion, blue clear colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7
<i>Staphylococcus aureus</i> *** 10-102UFC	ATCC 25923 Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col. / P ₃ (Productivity Ratio) >0,7
<i>Enterococcus faecalis</i> *** 10-102UFC	ATCC 29212 Crescita, colonie piccole gallo pagliano / Growth, small straw yellow colonies / P ₄ (Productivity Ratio) >0,7
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NOCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133-1, ISO/TS 11133-2. * Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Incubation at 37°C for 24 hours.	

Test n. A4216

Data controllo / Control date 16/06/15

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@meus.it

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE EDOAR

Mac Conkey agar

Mac Conkey agar	
Caratteristiche fisiche/Physical characteristics	Osservate/Observed
Trasparenza/Transparency	Liev. opalescente / Slightly opalescent
Colore/Colour	vinaccia / violet-red
pH a temp. ambiente/at room temperature	7,1 ± 0,2
Microorganismi testati / Tested Microorganisms	Risultati attesi Expected results
Sospensione d'inoculo/Inoculum level	
<i>Escherichia coli</i> * 10-102UFC	Colonia rosa con centro + scuro / Pink colonies with dark rose centre / P ₁ (Productivity Ratio) >0,7
<i>Enterobacter aerogens</i> * 10-102UFC	Colonia rosa-rosso mucosa ± alone / Mucous pink-red colonies ± halo / P ₂ (Productivity Ratio) >0,7
<i>Proteus mirabilis</i> * 10-102UFC	Crescita senza sciamaggio, col. incolore/Growth w/o invasion, colorless col. / PR (Productivity Ratio) >0,7
<i>Staphylococcus aureus</i> *** 10-102UFC	Inibizione totale / Total inhibition
<i>Enterococcus faecalis</i> *** 10-102UFC	Inibizione totale / Total inhibition