



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT

PRODOTTO **B19327 Piastre/Plates C.L.E.D. AGAR**

SCADENZA / EXP. DATE **10/12/2015**

LOTTO/LOT **2815701903**

Data di produzione **03/07/15**

Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days:

Assenza di crescita microbica / No microbial growth

Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:

Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance

Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days:

Assenza di crescita microbica / No microbial growth

Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:

Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance

Caratteristiche fisiche / Physical characteristics

Trasparenza / Transparency

Colore / Colour

pH (20-25°C)

Microorganismi testati / Tested

Microorganisms

Metodo di semina / Inoculation method

Sospensione d'inoculo/ Inoculum level

*Escherichia coli** 10⁻¹⁰ UFC

*Enterobacter aerogenes** 10⁻¹⁰ UFC

*Proteus mirabilis** 10⁻¹⁰ UFC

*Enterococcus faecalis** 10⁻¹⁰ UFC

*Staphylococcus aureus** 10⁻¹⁰ UFC

*Staphylococcus epidermidis** 10⁻¹⁰ UFC

*Pseudomonas aeruginosa** 10⁻¹⁰ UFC

* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione a 37°C per 24 ore / Surface plating (Miles-Misra modified) and incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. **A4413**

Data controllo **07/07/15**

Control date **07/07/15**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
MEUS SRL, Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it