



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO
PRODUCT

B19353 Piastre/Plates Bile Esculina Azide Agar

SCADENZA / EXP. DATE **07/06/2016**

LOTTO/LOT **2815214630**

Test di sterilità / Sterility control		Data di produzione / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days: mercoledì 30/12/15	
Assenza di crescita microbica / No microbial growth		Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days:	
Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:		Assenza di crescita microbica / No microbial growth	
Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance		Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:	
Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance		Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	
Caratteristiche fisiche / Physical characteristics			
Trasparenza / Transparency		liev. opalescente / slightly opalescent	
Colore / Colour		ambra / amber	
pH (20-25°C)		7,1 ± 0,2	
Microorganismi testati / Tested			
Metodo di semina e incubazione / Inoculation method and incubation			
Sospensione d'inoculo/ Inoculum level			
<i>Enterococcus faecalis</i> 10 ⁻¹⁰ UFC	ATCC 29212	Buona crescita, colonie nere / Good growth, dark colonies P _R (Productivity Ratio) >0,7	Risultati attesi / Expected results
<i>Enterococcus faecalis</i> 10 ⁻¹⁰ UFC	ATCC 33186	Buona crescita, colonie nere / Good growth, dark colonies P _R (Productivity Ratio) >0,7	Risultati osservati / Observed results
<i>Streptococcus pyogenes</i> * 10 ⁻⁴ - 10 ⁻⁶ UFC	ATCC 19615	inibizione / inhibited S _F (Selectivity Factor) > 2	P _R or S _F
<i>Staphylococcus aureus</i> * 10 ⁻⁴ - 10 ⁻⁶ UFC	ATCC 25923	inibizione / inhibited S _F (Selectivity Factor) > 2	0,86
<i>Escherichia coli</i> * 10 ⁻⁴ - 10 ⁻⁶ UFC	ATCC 25922	inibizione / inhibited S _F (Selectivity Factor) > 2	0,92

* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed Incubazione in aerobiosi a 37 °C per 24-48 ore / * Surface plating (Miles-Misra modified) and Aerobic incubation at 37°C for 24-48 hours.

Test n. **A6180**

Data controllo

Control date **04/01/16**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@acrometis.it