

## B 192913 Slide 1) M.H.+bacitracina 2) M.H.+novobiocina 3) MSA

SCADENZA

EXPIRATION DATE 27/04/16

LOTTO

LOT 1915211209

## M.H.+bacitracina

## M.H.+novobiocina

## MSA

Caratteristiche fisiche Physical characteristics	Attese Expected	Osservate Observed	Attese Expected	Osservate Observed	Attese Expected	Osservate Observed	Attese Expected
Trasparenza Transparency	liev. opalescente slightly opalescent	liev. opalescente slightly opalescent	liev. opalescente opalescent	liev. opalescente slightly opalescent	liev. opalescente slightly opalescent	liev. opalescente slightly opalescent	liev. opalescente slightly opalescent
Colore Color	giallo-ambra yellow-amber	giallo-ambra yellow-amber	giallo-ambra yellow-amber	giallo-ambra yellow-amber	giallo-ambra yellow-amber	giallo-ambra yellow-amber	rosso/fucsia fuchsia-red
pH a temp. amb./at room temperature	7,3 ± 0,2	7,22	7,3 ± 0,2	7,22	7,3 ± 0,2	7,24	7,5 ± 0,2
Microorganismi testati Tested Microorganisms	ATCC	Risultati attesi Expected results	Ottenuti Obtained	Risultati attesi Expected results	Ottenuti Obtained	Risultati attesi Expected results	Ottenuti Obtained
<i>Escherichia coli</i>	25922	crescita growth	crescita growth	crescita growth	crescita growth	crescita growth	crescita growth
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	27853	crescita growth	crescita growth	crescita growth	crescita growth	crescita growth	crescita growth
<i>Streptococcus faecalis</i>	29212	crescita growth	crescita growth	crescita growth	crescita growth	inibizione inhibited	inibizione inhibited
<i>Staphylococcus aureus</i>	25923	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited
<i>Staphylococcus aureus</i> *	25923	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	12228	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited
<i>Staphylococcus epidermidis</i> *	12228	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited
<i>Proteus mirabilis</i>	29906	crescita growth	crescita growth	crescita growth	crescita growth	crescita growth	crescita growth

Incubazione a 37 °C per 24 ore / Incubation at 37°C for 24 hours.

\* Incubazione a 37 °C per 48 ore / \* Incubation at 37°C for 48 hours.

Test n. M A5982

Data/Date 14/12/15

Copia stampata con sistema meccanografico. L'originale firmato è agli atti del Lab. Controllo Qualità