

## B 192913 Slide 1) M.H.+bacitracina 2) M.H.+novobiocina 3) MSA

SCADENZA

EXPIRATION DATE 23/03/17

LOTTO

LOT 1916111303

## M.H.+bacitracina

## M.H.+novobiocina

## MSA

Caratteristiche fisiche Physical characteristics	Attese Expected	Ossevate Observed	Attese Expected	Ossevate Observed	Attese Expected	Ossevate Observed
Trasparenza Transparency	liev. opalescente slightly opalescent	liev. opalescente slightly opalescent	liev. opalescente slightly opalescent	liev. opalescente slightly opalescent	liev. opalescente slightly opalescent	liev. opalescente slightly opalescent
Colore Color	giallo-ambra yellow-amber	giallo-ambra yellow-amber	giallo-ambra yellow-amber	giallo-ambra yellow-amber	rosso/fucsia fuchsia-red	rosso/fucsia fuchsia-red
pH a temp.amb./at room temperature	7,3 ± 0,2	7,20	7,3 ± 0,2	7,23	7,5 ± 0,2	7,34
Microorganismi testati Tested Microorganisms	ATCC	Risultati attesi Expected results	Ossevate Observed	Risultati attesi Expected results	Ossevate Observed	Risultati attesi Expected results
<i>Escherichia coli</i>	25922	crescita growth	crescita growth	crescita growth	crescita growth	inibizione inhibited
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	27853	crescita growth	crescita growth	crescita growth	crescita growth	inibizione inhibited
<i>Streptococcus faecalis</i>	29212	crescita growth	crescita growth	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited
<i>Staphylococcus aureus</i>	25923	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited	discreta crescita moderate growth
<i>Staphylococcus aureus*</i>	25923	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited	buona crescita good growth
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	12228	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited	discreta crescita moderate growth
<i>Staphylococcus epidermidis*</i>	12228	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited	buona crescita good growth
<i>Proteus mirabilis</i>	29906	crescita growth	crescita growth	inibizione inhibited	inibizione inhibited	inibizione inhibited

Incubazione a 37 °C per 24 ore / Incubation at 37°C for 24 hours.

\* Incubazione a 37 °C per 48 ore / \* Incubation at 37°C for 48 hours.

Test n. M 163031

Data/Date 08/11/16

Copia stampata con sistema meccanografico. L'originale firmato è agli atti del Lab. Controllo Qualità