

Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT **B192503 Slide pp C.L.E.D. - MAC CONKEY**

SCADENZA / EXPIRATION DATE **15/04/16**

LOTTO / LOT **1915011128**

		Data di produzione		mercoledì 28/10/15	
Test di sterilità Sterility control at 22°C(± 2°C) x10 gg Test di shock termico / Shock termic test Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C ;	Assenza di crescita microbica No microbic growth	Assenza di crescita microbica No microbic growth	Test di sterilità a 37°C(± 2°C) x 72 h Sterility control at 37°C(± 2°C) for 72 h	Assenza di crescita microbica No microbic growth	
	Conservazione nella confezione dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C;				
C.L.E.D. agar					
Caratteristiche fisiche Physical characteristics Trasparenza Transparency Colore / Colour pH a temp. ambiente/at room temperature	Attese Expected liev. opalescente slightly opalescent blu-verde / bluish-green 7,3 ± 0,2	Osservate Observed liev. opalescente slightly opalescent blu-verde / bluish-green 7,31	Mac Conkey agar		
	Risultati attesi / Expected results crescita / growth crescita / growth crescita / growth crescita / growth crescita / growth	Ottenuti / Obtained crescita / growth crescita / growth crescita / growth crescita / growth	Attese Expected liev. opalescente slightly opalescent violaceo / violet-red 7,1 ± 0,2	Osservate Observed liev. opalescente slightly opalescent violaceo / violet-red 7,08	Risultati attesi / Expected results crescita / growth inibizione / inhibition inibizione / inhibition crescita / growth - inibizione / inhibition
Microorganismi testati / Tested Microorganisms Sospensione d'inoculo/ inoculum level Escherichia coli* 10²-10⁴ UFC Staphylococcus aureus* 10²-10⁴ UFC Enterococcus faecalis* 10²-10⁴ UFC Pseudomonas aeruginosa* 10²-10⁴ UFC Candida albicans* 10²-10⁴ UFC					

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI ENV ISO 11133-1, ISO/TS 11133-2

* Incubazione a 37 °C per 24 ore / *** Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. **A5538**
 Data controllo **07/11/15**
 Control date

Il responsabile del controllo / Quality control responsible
 Dott. DANIELE Edoardo