

Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT **B192503 Slide pp C.L.E.D. - MAC CONKEY**

SCADENZA / EXPIRATION DATE **14/11/15**

LOTTO / LOT **1915501128**

Caratteristiche fisiche Physical characteristics	Data di produzione		givedì 28/05/15	
	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x10 gg Sterility control at 22°C (± 2°C) for 10 days	Assenza di crescita microbica No microbial growth	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 72 h Sterility control at 37°C (± 2°C) for 72 h	Assenza di crescita microbica No microbial growth
Test di shock termico / Shock thermic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C ;	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C.	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
C.L.E.D. agar				
Trasparenza	Attese Expected	Osservate Observed	Attese Expected	Osservate Observed
Transparenza	liev. opalescente slightly opalescent	liev. opalescente slightly opalescent	liev. opalescente slightly opalescent	liev. opalescente slightly opalescent
Colore / Colour	blu-verde / bluish-green	blu-verde / bluish-green	viola-rosso / violet-red	viola-rosso / violet-red
pH a temp. ambiente/at room temperature	7,3 ± 0,2	7,33	7,1 ± 0,2	7,13
Microorganismi testati / Tested Microorganisms	Risultati attesi / Expected results			
Sospensione di inoculo/ Inoculum level	Otenuti / Obtained			
<i>Escherichia coli</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 25922	ATCC 25922	ATCC 25922	ATCC 25922
<i>Staphylococcus aureus</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 25923	ATCC 25923	ATCC 25923	ATCC 25923
<i>Enterococcus faecalis</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 29212	ATCC 29212	ATCC 29212	ATCC 29212
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 27853	ATCC 27853	ATCC 27853	ATCC 27853
<i>Candida albicans</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 10231	ATCC 10231	ATCC 10231	ATCC 10231

* Incubazione a 37 °C per 24 ore / *** Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. **AA099**
Data controllo **08/06/15**
Control date

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@teconmeus.it