



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT **B192653 Slide pp C.L.E.D. - MAC CONKEY - MALTO**

SCADENZA / EXP. DATE **15/10/2017**

LOTTO / LOT **1917401228**

Data di produzione		venerdì 28/04/2017	
Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x10 gg Sterility control at 22°C (± 2°C) for 10 days	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 72 h Sterility control at 37°C (± 2°C) for 72 h	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage in minimum selling packaging for 6 days at 23 ± 2°C; <i>Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation and performance</i>	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C; <i>Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance</i>	

C.L.E.D. agar				Mac Conkey agar				Malt extract agar			
Caratteristiche fisiche / Physical characteristics	Attese / Expected	Osservate / Observed	Risultati attesi / Expected results	Attese / Expected	Osservate / Observed	Risultati attesi / Expected results	Attese / Expected	Osservate / Observed	Risultati attesi / Expected results	Attese / Expected	Osservate / Observed
Trasparenza / Transparency	trasparente / transparent	trasparente / transparent	crescita / growth	trasparente / transparent	trasparente / transparent	crescita / growth	trasparente / transparent	trasparente / transparent	inibizione / inhibition	trasparente / transparent	inibizione / inhibition
Colore / Colour	blu-verde / bluish-green	blu-verde / bluish-green	crescita / growth	violaceo / violet-red	violaceo / violet-red	inibizione / inhibition	ambriato / amber	ambriato / amber	inibizione / inhibition	ambriato / amber	inibizione / inhibition
pH a temp. ambiente/at room temperature	7,3 ± 0,2	7,33	crescita / growth	7,1 ± 0,2	6,95	crescita / growth	3,8 ± 0,2	3,94	inibizione / inhibition	3,8 ± 0,2	crescita / growth
Microorganismi testati / Tested Microorganisms Sospensione d'inoculo/ Inoculum level			Risultati attesi / Expected results			Ottenuti / Obtained			Risultati attesi / Expected results		Ottenuti / Obtained
<i>Escherichia coli</i> * 102-104UFC	ATCC 25922		crescita / growth	crescita / growth	crescita / growth	crescita / growth	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition
<i>Staphylococcus aureus</i> * 102-104UFC	ATCC 25923		crescita / growth	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition
<i>Enterococcus faecalis</i> * 102-104UFC	ATCC 29212		crescita / growth	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * 102-104UFC	ATCC 27853		crescita / growth	crescita / growth	crescita / growth	crescita / growth	inibizione parziale	inibizione parziale	inibizione parziale	inibizione parziale	inibizione parziale
<i>Candida albicans</i> * 102-104UFC	ATCC 10231		crescita / growth	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition	crescita / growth	crescita / growth	crescita / growth	crescita / growth	crescita / growth

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133

* Incubazione a 37 °C per 24 ore / *** incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. **171282**

Data controllo / Control date
#####

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it