



# Art. B 19378 Piastre/Plates d. 94 mm M.H. AGAR + 5% Sangue montone (Sheep blood)

SCADENZA **02/12/15**  
EXP. DATE

LOTTO/LOT **2815902018**

| Data di produzione   |  | venerdì 18/09/15   |  |
|--|--|--|--|
| Test di sterilità<br>Sterility control   | Test di sterilità a 22°C(± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 22°C(± 2°C) for 3 days:  | Test di sterilità a 37°C(± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 37°C(± 2°C) for 3 gg:  |  |
| Test di shock<br>termico / Shock<br>termic test  | Assenza di crescita microbica / No microbial growth  | Assenza di crescita microbica / No microbial growth  |  |
|  | Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C : | Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:       |  |
|  | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance             | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance |  |
| <b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>  |  |  |  |
| Trasparenza<br>Transparency  | opalino  | Opsservate / Observed  |  |
| Colore<br>Colour   | opague   | opalino  |  |
| pH a temp.ambiente/at room temperature   | rosso vivo   | opague   |  |
|  | red  | rosso vivo   |  |
|  | 7,3 ± 0,2  | red  |  |
|  |  | 7,19   |  |
| <b>Microorganismi testati / Tested Microorganisms</b>  |  |  |  |
| Per i dichetti con antibiotici vedi scheda tecnica / for antibiotics disks, see technical sheet  |  | <b>Risultati attesi / Expected results</b>   |  |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i>  | ATCC 49649   | <b>Risultati osservati / Observed results</b>  |  |
| Procedura secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP); NCCLS M22-A3, NCCLS M6-A, UNI ENV ISO 11133-1, ISO/TS 11133-2, antimicrobial susceptibility testing EUCAST disk diffusion method - Version 1.0, December 18, 2009. |  | crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos                                     |  |
| * Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Incubation at 37°C for 24 hours.  |  | crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos                                     |  |

Test n. M A5170

Data del controllo/Control date 21/09/15

Il responsabile del controllo / Quality control responsible  
Dott. DANIELE Edoardo