



PRODUCT
PRODOTTO

Art. B 19378 Piastre/Plates d. 94 mm M.H. AGAR + 5% Sangue montone (Sheep blood)

SCADENZA / EXP. DATE 01/04/17

LOTTO/LOT 2817101716

Data di produzione

lunedì 16/01/17

Test di sterilità Sterility control	Test di sterilità a 22°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) x 3 gg / Sterility control at 22°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) for 3 days:	Test di sterilità a 37°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) x 3 gg / Sterility control at 37°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) for 3 gg:
	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Test di shock termico / Shock thermal test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 \pm 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 \pm 2°C:	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 \pm 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 \pm 2°C:
	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
Caratteristiche fisiche / Physical characteristics		Attese / Expected
Trasparenza / Transparency		opalino / opaque
Colore / Colour		rosso vivo / red
pH a temp. ambiente/at room temperature		7,3 \pm 0,2
Microorganismi testati / Tested Microorganisms Per i dichetti con antibiotici vedi scheda tecnica / for antibiotics disks, see technical sheet		Risultati attesi / Expected results
<i>Streptococcus pneumoniae</i>		ATCC 49649
		risultati osservati / observed results
		risultati osservati / observed results

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, NCCLS M8-A, UNI EN ISO 11133, antimicrobial susceptibility testing
EUCAST disk diffusion method - Version 5.0, 2015-01-09.

* Incubazione a 37 °C per 18 ore / * Incubation at 37°C for 18 hours.

Test n. M 17102

Data del controllo/Control date 19/01/17

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dot. DANIELE Edoardo