



PRODUCT
PRODOTTO



Art. B 19378 Piastre/Plates d. 94 mm M.H. AGAR + 5% Sangue montone (Sheep blood)

SCADENZA / EXP. DATE **18/11/2017**

LOTTO/LOT **2817903404**

	Data di produzione		Lunedì 04/09/2017	
Test di sterilità Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 3 days:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 3 gg:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
Caratteristiche fisiche / Physical characteristics		Attese / Expected		
Trasparenza / Transparency		opalino / opaque		
Colore / Colour		rosso vivo / red		
pH a temp. ambiente/at room temperature		7,3 ± 0,2		
Microorganismi testati / Tested Microorganisms Per i dicitelli con antibiotici vedi scheda tecnica / for antibiotics disks, see technical		Risultati attesi / Expected results		
<i>Streptococcus pneumoniae</i>		ATCC 49649		
		crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos		
		crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos		
		Risultati osservati / Observed results		
		opalino / opaque		
		rosso vivo / red		
		7,44		

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, NCCLS M6-A, UNI EN ISO 11133, antimicrobial susceptibility testing EUCAST disk diffusion method - Version 5.0, 2015-01-09.

* Incubazione a 37 °C per 18 ore / * Incubation at 37°C for 18 hours.

Test n. **M 172745** Data del controllo/Control date **07/09/2017**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible
Dott. DANIELE EDOARDO