

# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT  
PRODOTTO

**B193637 Piastre/Plates 1) Columbia CNA + 5% S. mont. (Sheep blood)**

**2) Mac Conkey agar**

SCADENZA / EXP. DATE **04/11/15**

LOTTO / LOT **2815801621**

		Data di produzione venerdì 21/08/15			
Test di sterilità Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 3 days:	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 3 days:			
Assenza di crescita microbica / No microbial growth		Assenza di crescita microbica / No microbial growth			
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:			
Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance		Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance			
		Columbia CNA 5% S. montone		Mac Conkey agar	
Caratteristiche fisiche/Physical characteristics		Osservate/Observed		Attese/Expected	
Trasparenza/Transparency	opalino / opaque	opalino / opaque		Liev. opalescente / Slightly opalescent	
Colore/Colour	rosso vivo / red	rosso vivo / red		vibrata / violet-red	
pH a temp. ambiente/at room temperature	7,3 ± 0,2	7,23		7,1 ± 0,2	
Microorganismi testati / Tested Microorganisms		Ottentuti Obtained		Ottentuti Obtained	
Sospensione d'inoculo/ Inoculum level		Risultati attesi Expected results		Risultati attesi Expected results	
<i>Streptococcus pyogenes</i> * 10 <sup>-10</sup> UFC	ATCC 19615	Crescita, β emolisi / Growth, β hemolysis P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7		inibizione totale / Total inhibition	
<i>Streptococcus pneumoniae</i> * 10 <sup>-10</sup> UFC	ATCC 6305	Crescita, α emolisi / Growth, α hemolysis P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7		inibizione totale / Total inhibition	
<i>Staphylococcus aureus</i> * 10 <sup>-10</sup> UFC	ATCC 25923	Crescita ± emolisi / Growth ± hemolysis P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7		inibizione totale / Total inhibition	
<i>Enterococcus faecalis</i> * 10 <sup>-10</sup> UFC	ATCC 29212	Crescita senza emolisi / Growth w/o hemolysis P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7		inibizione totale / Total inhibition	
<i>Escherichia coli</i> * 10 <sup>-10</sup> UFC	ATCC 25922	Inibizione totale / Total inhibition		Colonie rosa con centro + scuro / pink colonies with dark rose centre P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7	
<i>Proteus mirabilis</i> * 10 <sup>-10</sup> UFC	ATCC 12453	Inibizione totale / Total inhibition		Crescita no sciamaggio, col. Ambra / Growth w/o invasion, amber col. P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7	

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI ENV ISO 11133-1, ISO/TS 11133-2.

\* Incubazione a 37 °C per 24 ore / \* Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. A4827

Data controllo / Control date **24/08/15**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dot. DANIELE EDOAR

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically

MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: [meus@tecnomeus.it](mailto:meus@tecnomeus.it)