



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT
PRODOTTO

B193637 Piastre/Plates 1) Columbia CNA + 5% S. mont. (Sheep blood)

2) Mac Conkey agar

SCADENZA/EXP. DATE **15/05/16**

LOTTO / LOT **2816301401**

Data di produzione

martedì 01/03/16

Test di sterilità Sterility control	Test di sterilità a 22°C(± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 22°C(± 2°C) for 3 days: Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Test di sterilità a 37°C(± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 37°C(± 2°C) for 3 days: Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C ; Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C ; Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
Caratteristiche fisiche/Physical characteristics	Columbia CNA 5% S. montone	
Trasparenza/Transparency	Atese Expected opalino / opaque	Osservate/Observed opalino / opaque
Colore/Colour	rosso vivo / red	rosso vivo / red
pH a temp. ambiente/at room temperature	7,3 ± 0,2	7,26
Microorganismi testati / Tested Microorganisms Sospensione d'inoculo/ Inoculum level	Mac Conkey agar	
<i>Streptococcus pyogenes</i> * 10-102UFC	Risultati attesi Expected results Crescita, β emolisi / Growth, β hemolysis PR (Productivity Ratio) >0,7	Attese/Expected Liev. opalescente / Slightly opalescent vino/rose / violet-red
<i>Streptococcus pneumoniae</i> * 10-102UFC	Risultati attesi Expected results Crescita, α emolisi / Growth, α hemolysis PR (Productivity Ratio) >0,7	Risultati attesi Expected results Inibizione totale / Total inhibition
<i>Staphylococcus aureus</i> * 10-102UFC	Risultati attesi Expected results Crescita ± emolisi / Growth ± hemolysis PR (Productivity Ratio) >0,7	Risultati attesi Expected results Inibizione totale / Total inhibition
<i>Enterococcus faecalis</i> * 10-102UFC	Risultati attesi Expected results Crescita senza emolisi / Growth w/o hemolysis PR (Productivity Ratio) >0,7	Risultati attesi Expected results Inibizione totale / Total inhibition
<i>Escherichia coli</i> * 10-102UFC	Risultati attesi Expected results Inibizione totale / Total inhibition	Risultati attesi Expected results Inibizione totale / Total inhibition
<i>Proteus mirabilis</i> * 10-102UFC	Risultati attesi Expected results Inibizione totale / Total inhibition	Risultati attesi Expected results Inibizione totale / Total inhibition

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133.

* Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 16541

Data controllo / Control date 04/03/16

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomicus.it

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dot. DANIELE EDOA