



PRODUCI



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

## PRODOTTO B 19363 Piastre/Plates MAC CONKEY AGAR

SCADENZA / EXP. DATE **15/12/2015**

LOTTO/LOT **2815701408**

<b>Test di sterilità / Sterility control</b>	Data di produzione / <u>mercledi 08/07/15</u> Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days:		Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days:
<b>Test di shock termico / Shock termic test</b>	Assenza di crescita microbica / No microbial growth		Assenza di crescita microbica / No microbial growth
	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:		Conservazione nella confezione di imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:
	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance		Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
<b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>			
Trasparenza / Transparency		<b>Attese / Expected</b>	
Colore / Colour		Lievemente opalescente / Slightly opalescent	
pH (20-25°C)		vinoce / violet-red	
Microorganismi testati / Tested Microorganisms		7,1 ± 0,2	
Metodo di semina / Inoculation method		<b>Risultati attesi / Expected results</b>	
Sospensione d'inoculo/ Inoculum level		<b>Risultati osservati / Observed results</b>	
<b>Escherichia coli</b> * 10 <sup>-10</sup> UFC		Colonie rosso-rosa ± alone di precipit. / Red-pink colonies ± precipit. halo P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7	
<b>Enterobacter aerogenes</b> * 10 <sup>-10</sup> UFC		Colonie rose-rosso mucose ± alone / Mucous pink-red colonies ± halo P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7	
<b>Proteus mirabilis</b> * 10 <sup>-10</sup> UFC		crescita no sciamaggio, col. incolori / growth w/o invasion, colorless col. PR (Productivity Ratio) >0,7	
<b>Salmonella typhimurium</b> * 10 <sup>-10</sup> UFC		crescita, colonie incolori / growth, colorless colonies PR (Productivity Ratio) >0,7	
<b>Enterococcus faecalis</b> * 10 <sup>-4</sup> - 10 <sup>6</sup> UFC		Inibizione totale / Total inhibition S <sub>F</sub> (Selectivity Factor) >2	
<b>Staphylococcus aureus</b> * 10 <sup>-4</sup> - 10 <sup>6</sup> UFC		Inibizione totale / Total inhibition S <sub>F</sub> (Selectivity Factor) >2	
* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione in aerobiosi a 37 °C per 24 ore / * Surface plating (Miles-Misra modified) and Aerobic incubation at 37°C for 24 hours.			

Test n. **A4470**

Data controllo

Control date **13/07/15**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible  
Dott. DANIELE EDOARDO

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically  
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: [meus@tecnomeus.it](mailto:meus@tecnomeus.it)