



PRODUCI

PRODOTTO

Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO B 19363 Piastre/Plates MAC CONKEY AGAR

SCADENZA / EXP. DATE **15/12/2015**

LOTTO/LOT **2815701608**

Test di sterilità / Sterility control		Data di produzione / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days: mercoledì 08/07/15	
Asenza di crescita microbica / No microbial growth		Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days:	
Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C ;		Asenza di crescita microbica / No microbial growth	
Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance		Conservazione nella confezione d'imballaggio per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C.	
Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance		Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	
Caratteristiche fisiche / Physical characteristics		Attese / Expected	
Trasparenza / Transparency		Lievemente opalescente / Slightly opalescent	
Colore / Colour		vinaccia / violet-red	
pH (20-25°C)		7,1 ± 0,2	
Microorganismi testati / Tested Microorganisms		Risultati attesi / Expected results	
Metodo di semina / Inoculation method		Risultati osservati / Observed results	
Sospensione d'inoculo/ Inoculum level		PR or SF	
Escherichia coli* 10 ⁻¹⁰ UFC		Colonia rosso-rosa ± alone di precipiti / Red-pink colonies ± precipit. halo PR (Productivity Ratio) >0,7	
Enterobacter aerogenes* 10 ⁻¹⁰ UFC		Colonia rosa-rosso mucose ± alone / Mucous pink-red colonies ± halo PR (Productivity Ratio) >0,7	
Proteus mirabilis* 10 ⁻¹⁰ UFC		crescita no sciamaggio, col. incolori / growth w/o invasion, colorless col. PR (Productivity Ratio) >0,7	
Salmonella typhimurium* 10 ⁻¹⁰ UFC		crescita, colonie incolori / growth , colorless colonies PR (Productivity Ratio) >0,7	
Enterococcus faecalis* 10 ⁻⁴ -10 ⁶ UFC		Inibizione totale / Total inhibition SF (Selectivity Factor) >2	
Staphylococcus aureus* 10 ⁻⁴ -10 ⁶ UFC		Inibizione totale / Total inhibition SF (Selectivity Factor) >2	
* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione in aerobiosi a 37 °C per 24 ore / * Surface plating (Miles-Misra modified) and Aerobic incubation at 37°C for 24 hours.			

Test n. A4472

Data controllo

Control date **13/07/15**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dot. DANIELE Edoardo

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecommeus.it