

Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT
PRODOTTO **B 19363 Piastre/Plates MAC CONKEY AGAR**

SCADENZA / EXP. DATE **08/02/2022**

LOTTO/LOT **2821901601**

Test di sterilità Sterility control		Data di produzione mercoledì 01/09/2021 Test di sterilità a 22°C(± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C(± 2°C) for 4 days:	
Assenza di crescita microbica / No microbial growth		Assenza di crescita microbica / No microbial growth	
Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C :		Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:	
Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance		Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	
Caratteristiche fisiche / Physical characteristics		Attese / Expected	
Trasparenza / Transparency		trasparente / transparent	
Colore / Colour		vinaccia / violet-red	
pH (20-25°C)		7,1 ± 0,2	
Microorganismi testati / Tested Microorganisms		Risultati attesi Expected results	
Metodo di semina / Inoculation method		Risultati osservati Observed results	
Sospensione d'inoculo/ Inoculum level		PR or SF	
<i>Escherichia coli</i> * 10 ⁻² UFC		Colonie rosso-rosa ± alone di precipit. / Red-pink colonies ± precipit. halo P _R (Productivity Ratio) >0,7	
<i>Enterobacter aerogenes</i> * 10 ⁻² UFC		Colonie rosa-rosso mucosese ± alone / Mucous pink-red colonies ± halo P _R (Productivity Ratio) >0,7	
<i>Proteus mirabilis</i> * 10 ⁻² UFC		crescita no sciamaggio, col. incolori / growth w/o invasion, colorless col. PR (Productivity Ratio) >0,7	
<i>Salmonella typhimurium</i> * 10 ⁻² UFC		crescita, colonie incolori / growth , colorless colonies PR (Productivity Ratio) >0,7	
<i>Enterococcus faecalis</i> * 10 ⁻⁴ -10 ⁻⁶ UFC		Inibizione totale / Total inhibition S _F (Selectivity Factor) >2	
<i>Staphylococcus aureus</i> * 10 ⁻⁴ -10 ⁻⁶ UFC		Inibizione totale / Total inhibition S _F (Selectivity Factor) >2	

* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione in aerobiosi a 37 °C per 24 ore / * Surface plating (Miles-Misra modified) and Aerobic incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 192461

Data controllo
Control date **06/09/2021**

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature
 MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@teconomeus.it