



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

<b>PRODOTTO / PRODUCT</b>	<b>B19609 - Test tubes, Brain Heart Infusion Broth 10 ml</b>
<b>LOTTO / BATCH</b>	7222101120
<b>SCADENZA / EXPIRY DATE</b>	19/07/2022
<b>DATA PRODUZIONE / PRODUCTION DATE</b>	20/01/2022

## Test di sterilità / Sterility control

## Esito / Results

Test di sterilità a 22°C (±2°C) x 4 gg /  
Sterility control at 22°C (±2°C) for 4 days:

Assenza di crescita microbica / No microbial growth

Test di sterilità a 37°C (±2°C) x 4 gg /  
Sterility control at 37°C (±2°C) for 4 days:

Assenza di crescita microbica / No microbial growth

## Test di shock termico / Shock termic test

## Esito / Results

Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2°C /  
Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:

Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance

Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C /  
Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:

Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance

## Caratteristiche fisiche / Physical characteristics

## Atteso / Expected

## Osservate / Observed

Trasparenza /  
Transparency

Limpida / Clear

Limpida / Clear

Colore /  
Color

Giallo / Yellow

Giallo / Yellow

pH

7.4±0.2

CONFORME / CONFORMS

## Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method

## Atteso / Expected

## Osservate / Observed

Staphylococcus aureus\* 10-10<sup>2</sup> UFC ATCC 25923

Presenza di torbidità / Turbid growth  
Grado di torbidità da 1 a 2 / Turbidity score from 1 to 2

Presenza di torbidità / Turbid growth

Streptococcus agalactiae\* 10-10<sup>2</sup> UFC ATCC 12386

Presenza di torbidità / Turbid growth  
Grado di torbidità da 1 a 2 / Turbidity score from 1 to 2

Presenza di torbidità / Turbid growth

Streptococcus pneumoniae\* 10-10<sup>2</sup> UFC ATCC 6305

Presenza di torbidità / Turbid growth  
Grado di torbidità da 1 a 2 / Turbidity score from 1 to 2

Presenza di torbidità / Turbid growth

Streptococcus pyogenes\* 10-10<sup>2</sup> UFC ATCC 19615

Presenza di torbidità / Turbid growth  
Grado di torbidità da 1 a 2 / Turbidity score from 1 to 2

Presenza di torbidità / Turbid growth

\* Metodo qualitativo con incubazione in aerobiosi a 35-37 °C per 18 ore / \* Qualitative method with aerobic incubation at 35-37°C for 18 hours.

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133

Test n. 184 / 2022

Data controllo / Control date 24/01/2022