

UROSID® Silikon

Transurethraler Blasenkatheter, Silikon, zweilumig, steril

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT Klasse IIb

Der UROSID® Silikon Ballonkatheter ist ein zweilumiger, transurethraler Blasenkatheter aus medizinischem Silikon mit Nelaton-Spitze und durchgängigem Röntgenkontraststreifen aus Bariumsulfat

Er ist sowohl für die passive Entleerung als auch für die retrograde Füllung/ Drainage der Harnblase geeignet, farbcodiert und mit handelsüblichen Verlängerungen sowie allen ASID BONZ Urinbeuteln zu verwenden

Das Ventil des Füllkanals verfügt über einen Luer-Spritzenansatz

Der Ballon weist ein Füllvolumen von 5-15ml auf

Verweildauer max. 29 Tage, der Anweisung durch den behandelnden Arzt unterliegend

Nicht einzusetzen bei

- Verletzungen der Harnröhre oder Stenosen
- akuten Entzündung der Harnwege (Urethritis, Prostatitis, Epididymitis)
- bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien

PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung	Katheter	Silikon
	Katheterspitze	Silikon
	Ballon	Silikon
	Konnektor	PVC, PP
Steril	Ethylenoxid	(EO)
Haltbarkeit	5 Jahre	
Lagerung	-15°C bis +49°C, trocken und lichtgeschützt	

Einmalprodukt
Nicht wiederverwendbar
Enthält keinen Naturkautschuklatex
DEHP- und PHT-frei

BESTELLINFORMATION

REF	PZN	Größe [CH]	Länge [cm]	Ballonvolumen [ml]	Farbe	VE [ST]
642112	06328598	12	40	5-15	Weiß	10
642114	06328730	14	40	5-15	Grün	10
642116	01048351	16	40	5-15	Orange	10
642118	01048368	18	40	5-15	Rot	10
642120	01048397	20	40	5-15	Gelb	10
642122	01048405	22	40	5-15	Lila	10
642124	01048411	24	40	5-15	Blau	10

HERSTELLERINFORMATION

Well Lead Medical Co.,Ltd.
C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong
511434 Panyu, Guangzhou
People's Republic of China