

UROSID® Supra

Suprapubischer Blasenkatheter, Silikon, zweilumig, steril

Produktinformation



MEDIZINPRODUKT Klasse IIb

Der UROSID® Supra Silikon Ballonkatheter ist ein zweilumiger, suprapubischer Blasenkatheter aus medizinischem Silikon mit Nelaton-Spitze und durchgängigem Röntgenkontraststreifen aus Bariumsulfat

Er ist geeignet für die extraanatomische Entleerung der Harnblase und mit handelsüblichen Verlängerungen sowie allen ASID BONZ Urinbeuteln verwendbar

Das Ventil des Füllkanals verfügt über einen Luer-Spritzenansatz, farbkodiert

Kleine Katheter-Größen (CH06 – CH10) verfügen über einen Führungsdraht

Verweildauer max. 29 Tage, der Anweisung durch den behandelnden Arzt unterliegend

Nicht einzusetzen bei

- Unzureichend gefüllter Harnblase (< 200ml)
- Kontrahierter Blase
- Blasentumor
- bekannter Überempfindlichkeit gegen eingesetzte Materialien

PRODUKTBESCHREIBUNG

Materialzusammensetzung	Katheter	Silikon
	Ballon	Silikon
	Konnektor	PVC, PP
	Mandrin	PA
Steril	Ethylenoxid	(EO)
Haltbarkeit	5 Jahre	
Lagerung	-15°C bis +49°C, trocken und lichtgeschützt	

Einmalprodukt
Nicht wiederverwendbar
Enthält keinen Naturkautschuklatex
DEHP- und PHT-frei

BESTELLINFORMATION

REF	PZN	Größe [CH]	Länge [cm]	Ballonvolumen [ml]	Farbe	VE [ST]
645006	04711956	06	40	1,5	Braun	10
645008	04711962	08	40	3	Blau	10
645010	04711979	10	40	3-5	Schwarz	10
645012	04711985	12	40	5-10	Weiß	10
645014	04711991	14	40	5-10	Grün	10
645016	04712016	16	40	5-10	Orange	10
645018	04712022	18	40	5-10	Rot	10
645020	04712039	20	40	5-10	Gelb	10
645022	04712045	22	40	5-10	Lila	10
645024	04712051	24	40	5-10	Blau	10
645026	04712068	26	40	5-10	Pink	10

HERSTELLERINFORMATION

Well Lead Medical Co.,Ltd.
C-4 Jinhua Industrial Estate, Hualong
511434 Panyu, Guangzhou
People's Republic of China