



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT	B19309- Plates, BIGGY AGAR
LOTTO / BATCH	2826101523
SCADENZA / EXPIRY DATE	02/07/2026
DATA PRODUZIONE / MANUFACT. DATE	23/01/2026

Controllo microbiologico / Microbiological check		Esito / Results
A 22°C (±2°C) x 4 gg / At 22°C (±2°C) for 4 days:		Assenza di crescita microbica / No microbial growth
A 37°C (±2°C) x 4 gg / At 37°C (±2°C) for 4 days:		Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Test di shock termico / Shock termic test		Esito / Results
Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:		Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:		Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
Caratteristiche fisiche / Physical characteristics	Atteso / Expected	Osservate / Observed
Trasparenza / Transparency	Trasparente / Transparent	Trasparente / Transparent
Colore / Color	Giallo-biancastro / Whitish-yellow	Giallo-biancastro / Whitish-yellow
pH	6.8±0.2	CONFORME / CONFORMS
Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method		Atteso / Expected
Candida albicans* 10-10 ² UFC ATCC 10231		Buona crescita / Good growth
Candida pseudotropicalis* 10-10 ² UFC ATCC 8553		PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7
Escherichia coli* 10 ⁴ -10 ⁶ UFC ATCC 25922		Buona crescita / Good growth
Staphylococcus aureus* 10 ⁴ -10 ⁶ UFC ATCC 25923		PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7
		Inibizione parziale / Partial inhibition
		SF (Fattore di Selettività) > 2,0 / SF (Selectivity Factor) > 2,0
		Inibizione parziale / Partial inhibition
		SF (Fattore di Selettività) > 2,0 / SF (Selectivity Factor) > 2,0

* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed Incubazione in aerobiosi a 25 °C per 3-5 giorni / * Surface plating (Miles-Misra modified) and Aerobic incubation at 25°C for 3-5 days.

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133

Test n. 146 / 2026

Data controllo / Control date 27/01/2026